

Reinigungs- und Pflegeprodukte





In einer Welt, in der klares Hören von zentraler Bedeutung für unser tägliches Leben und Wohlbefinden ist, ist es wichtig, Hörgeräte in einwandfreiem Zustand zu halten. Saubere und gut gepflegte Hörgeräte gewährleisten nicht nur eine optimale Klangqualität, sie halten auch erheblich länger.

Hier finden Sie eine sorgfältig zusammengestellte Auswahl an Reinigungs- und Pflegeprodukten, die speziell darauf ausgelegt sind, Hörgeräte effektiv zu reinigen, zu schützen und zu warten.

Produkt

Starter Paket

- Inhalt:
- 1 Tasche und 1 Hülle
 - 1 Multi-Tool
 - 5 Reinigungstücher
 - 1 Reinigungsspray 30 ml
 - 4 Trockenkapseln
 - 1 Trockenbecher
 - 1 Stofftuch zur Reinigung

Artikelnummer
109 47 098



Produkt

Multi-Tool

- 1 schwarze Bürste inkl. Magnet zur Batterieentnahme und Öse
- 1 weiße Schlauchbürste
- 1 Bedienungsanleitung

Artikelnummer
109 31 274



Produkt

Reinigungstücher

- 30 einzeln verpackte Reinigungstücher
- Reinigungstuch ist mit einer Lösung befeuchtet, die effektiv Cerumen löst, ohne die Hörsysteme anzugreifen

Artikelnummer
109 47 093



Produkt

Reinigungsspray

- 30 ml Reinigungslösung in einer Plastikflasche
- Ausgestattet mit einer Bürste
- Sprühknopf besitzt zur komfortablen Nutzung eine Antirotationsfunktion
- Entspricht allen Umwelt- und Sicherheitsvorgaben

Artikelnummer
109 47 090



Produkt

Puster

- Zur effektiven Entfernung von Feuchtigkeit aus Schallleitungsschlauch und Vent

Artikelnummer
109 47 087



Produkt

Reinigungsbecher

- Zur Reinigung von Ohrpasstücken. Becher zu zwei Dritteln mit warmem Wasser füllen und Reinigungstablette hinzufügen

Reinigungstabletten (20 Stück)
Artikelnummer: 10947088

Artikelnummer
109 47 089



Produkt

Trockenbecher

- Zur Trocknung von Hörsystemen.
Batterien entfernen, Trockenkapsel in den Becher legen und verschließen



Artikelnummer

109 47 094

Produkt

Trockenkapseln

- Beinhaltet 4 Trockenkapseln zur Nutzung im
Trockenbecher in luftdichten Einzelverpackungen
- Größe der Kapsel:
30 mm Durchmesser, 12 mm Höhe



Artikelnummer

109 47 091

Produkt

PerfectClean

- Bestrahlung mit UV-C Licht (10 Minuten)
- Reinigung externer Hörer und Hörer von
IdO-Hörsystemen mittels einer speziellen
Reinigungslösung (20 Minuten)
- Entfeuchtung mittels warmer Luft (40 Minuten)
- Gesamtdauer 60 Minuten



Artikelnummer

109 47 095

Produkt

PerfectClean Nachfüllkartusche

- Nachfüllkartusche für
PerfectClean mit 30 ml Lösung
- Lösung entspricht den Anforderungen der
EN 1040 (bakterizid)
- Lösung entspricht den Anforderungen der
NF EN 1275 (fungizid)
- Entspricht allen Umwelt- und
Sicherheitsvorgaben



Artikelnummer

109 47 096

Produkt

PerfectDry Lux

- Bestrahlung mit UV-C Licht (5 Minuten)
- Entfeuchtung mittels warmer Luft (30 Minuten)
- Gesamtdauer 30 Minuten



Artikelnummer

109 47 097

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an!

Tel.: 05732 6878-4800

kundenservice@audioservice.com



AS AUDIO-SERVICE GmbH
Alter Postweg 190
32584 Löhne – Germany

Fon +49 5732 6878-4800
Fax +49 5732 6878-4890
info@audioservice.com

 facebook.com/AudioServiceGermany
 instagram.com/AudioServiceGermany

www.audioservice.com