



AS Technische Kurzinfo

Stand Oktober 2020

4-5 **Portfolio**

6-7 **Zubehör**

8 **IdO-Hörsysteme**

8-9 IdO-Hörsysteme G5 TL 16 – 8

10-11 IdO-Hörsysteme G4 TL 16 – 8

12-13 IdO-Hörsysteme G4 TL 6 – 3

14 Farben | Oberflächen | Vents

15 Bauformen | Erläuterungen

16 **Instant Fit-Hörsysteme**

16-17 Instant Fit-Hörsysteme G6 | G5 | G4

18 **Slim-RIC-Hörsysteme**

18-19 Slim-RIC-Hörsysteme G6 | G5

20 **RIC-Hörsysteme**

20-21 RIC-Hörsysteme G6 TL 16 – 8

22-23 RIC-Hörsysteme G5 TL 16 – 12

24-25 RIC-Hörsysteme G5 TL 8 – 6

26-27 RIC-Hörsysteme G5 TL 4

28-29 RIC-Hörsysteme G4 TL 16 – 12

30-31 RIC-Hörsysteme G4 TL 8 – 3

32 **HdO-Hörsysteme**

32-33 HdO-Hörsysteme G5

34-35 HdO-Hörsysteme G4

36 **Instant Fit-, Slim-RIC-, RIC-
und HdO-Hörsysteme**

36-37 Farben G6 | G5 | G4

38-39 Bauformen | Erläuterungen

Portfolio

IdO

Klein, unauffällig, diskret und vielseitige Begleiter



Icon Sina Vega Ida

Batterie	10	10	312	312
TL 16				
TL 12				
TL 8				
TL 6				
TL 4				
TL 3				
Volta				

HdO

Für jeden Hörverlust das passende Hörsystem



XS DUO DUO Li-Ion P HP

312	13	Li-Ion	13	675

Instant Fit

Die beste Wahl für die Erstversorgung



quiX

Batterie	10 / 312
TL 16	Neu
TL 12	Neu
TL 8	Neu
TL 6	
TL 4	
TL 3	
Volta	

Slim-RIC RIC

Räumt auf mit Vorurteilen



Stiline

Li-Ion
Neu
Neu
Neu

Diskret und bestens ausgestattet



Rixx

10



Mood

312



Mood Li-Ion

Li-Ion



Sun

13



Sun Li-Ion

Li-Ion

Audio Service App - Eine für Alle!

Die Audio Service App kann mit allen Audio Service Hörsystemen genutzt werden. Sie fungiert als diskrete Fernbedienung und zum Streamen von Audio-Daten.



PORTFOLIO

PORTFOLIO

Zubehör

G6 Für ein Leben in Bewegung

G5)) Multidimensional vernetzt
in bester Begleitung

G4) Komfortabel und aktiv
den Alltag genießen



Slim-RIC
Travel Charger



Charging
Station



Slim-RIC
Charging Case



Smart Power

Generation			
Slim-RIC	Stiline G6	TL 8 – 16	–
	Stiline G5	–	–
RIC	Mood	–	–
	Mood Li-Ion	–	TL 4 – 16
	Sun	–	–
	Sun Li-Ion	–	TL 6 – 16
HdO	DUO	–	–
	DUO Li-Ion	–	TL 4 – 16

–	–
TL 4 – 16	–
–	TL 8 – 16
–	–
–	TL 8 – 16
–	–
–	TL 8 – 16
–	–



Smart
Transmitter 2,4



Smart Mic



Smart Key



Smart
Connect¹⁾



Smart
Transmitter²⁾



Smart
Remote¹⁾

Generation			
IdO	Icon	–	–
	Sina	–	–
	Vega	–	–
	Ida	TL 8 – 16	TL 8 – 16
Instant Fit	quiX	–	–
Slim-RIC	Stiline G6	TL 8 – 16	TL 8 – 16
	Stiline G5	–	–
RIC	Rixx	–	–
	Mood	TL 4 – 16	TL 4 – 16
	Mood Li-Ion	TL 4 – 16	TL 4 – 16
	Sun	TL 4 – 16	TL 4 – 16
	Sun Li-Ion	–	–
HdO	XS	–	–
	DUO	TL 4 – 16	TL 4 – 16
	DUO Li-Ion	TL 4 – 16	TL 4 – 16
	P	TL 4 – 16	TL 4 – 16
	HP	–	–

TL 3 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16
TL 3 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16
TL 3 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16
TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16
TL 3 – 16/Volta	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16
TL 8 – 16	–	–	–
TL 4 – 16	–	–	–
TL 4 – 16	–	–	–
TL 3 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16
TL 4 – 16	–	–	–
TL 4 – 16	TL 8 – 16	TL 8 – 16	TL 8 – 16
TL 6 – 16	TL 6 – 16	TL 6 – 16	TL 6 – 16
TL 3 – 8/Volta	TL 4 – 8	TL 4 – 8	TL 4 – 8
TL 3 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16
TL 4 – 16	–	–	–
TL 3 – 16/Volta	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16
TL 3 – 16/Volta	TL 4 – 16	TL 4 – 16	TL 4 – 16

¹⁾ Gültig für Modelle mit Wireless-Funktionalität ²⁾ Ergänzendes Zubehör zur Smart Connect

ZUBEHÖR

ZUBEHÖR



Tech Level	im tune Konzept erhältlich	Batterie	Typ	Anzahl Frequenzkanäle	IEC 60118-0:2015*			IEC 118-0/ A1:1994*		Batteriestrom- verbrauch in mA	IEC 60118- 0:2015*
					Vmax in dB (LE=50 dB) serienmäßig	Vmax in dB (LE=50 dB) optional	LAmix in dB (LE=90 dB)	Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)		
16	●	10	Icon 16 G5 Precise	20	50	–	113	60	123	1,30	100-7.900
	●	10	Icon 16 G5 - 50	20	50	–	113	60	124	1,30	100-10.000
	●	10	Icon 16 G5 - 55	20	55	–	118	65	128	1,30	100-10.000
	●	10	Sina 16 G5 - 50	20	50	–	113	60	124	1,30	100-10.000
	●	10	Sina 16 G5 - 55	20	55	–	118	65	128	1,30	100-10.000
	●	10	Sina 16 G5 - 65	20	65	–	124	75	135	1,30	100-9.200
	●	312	Ida BT 16 G5 - 55	20	55	–	118	65	128	1,30	100-8.000
	●	312	Ida BT 16 G5 - 65	20	65	–	124	75	133	1,30	100-6.300
12	●	10	Icon 12 G5 Precise	16	50	–	113	60	123	1,30	100-7.900
	●	10	Icon 12 G5 - 50	16	50	–	113	60	124	1,30	100-10.000
	●	10	Icon 12 G5 - 55	16	55	–	118	65	128	1,30	100-10.000
	●	10	Sina 12 G5 - 50	16	50	–	113	60	124	1,30	100-10.000
	●	10	Sina 12 G5 - 55	16	55	–	118	65	128	1,30	100-10.000
	●	10	Sina 12 G5 - 65	16	65	–	124	75	135	1,30	100-9.200
	●	312	Ida BT 12 G5 - 55	16	55	–	118	65	128	1,30	100-7.800
	●	312	Ida BT 12 G5 - 65	16	65	–	124	75	133	1,30	100-6.300
8	●	10	Icon 8 G5 Precise	12	50	–	113	60	123	1,30	100-7.900
	●	10	Icon 8 G5 - 50	12	50	–	113	60	124	1,30	100-10.000
	●	10	Icon 8 G5 - 55	12	55	–	118	65	128	1,30	100-10.000
	●	10	Sina 8 G5 - 50	12	50	–	113	60	124	1,30	100-10.000
	●	10	Sina 8 G5 - 55	12	55	–	118	65	128	1,30	100-10.000
	●	10	Sina 8 G5 - 65	12	65	–	124	75	135	1,30	100-9.200
	●	312	Ida BT 8 G5 - 55	12	55	–	118	65	128	1,30	100-7.800
	●	312	Ida BT 8 G5 - 65	12	65	–	124	75	133	1,30	100-6.300

¹⁾ nur mit Wireless-Funktionalität

Bauform						Ausstattung						Bedienoptionen			Zubehör					
DIC	Mini-CIC	CIC	Kleiner Gehörgang	Gehörgang	Halbconcha	AudioTronic Multimikrofonsystem	AudioTronic 1 Mic ¹⁾	Anzahl Hörprogramme	Tinnitus-Funktion	Wireless-Funktionalität	Direct Audio Streaming	Programmwahl	Lautstärke	Klang	Smart Transmitter 2,4	Smart Mic	Smart Key	CROS RIC / RIC Li-Ion / quiX G5 ¹⁾	Audio Service App	Positions-Nr. im Hilfsmittelverzeichnis
●	○	-	-	-	-	-	-	1-6	●	-	-	○	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8818
-	●	-	-	-	-	-	○	1-6	●	○	-	○	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8778
-	●	-	-	-	-	-	○	1-6	●	○	-	○	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8779
-	-	●	○	-	-	-	○	6	●	○	-	●	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8786
-	-	●	○	-	-	-	○	6	●	○	-	●	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8787
-	-	●	○	-	-	-	○	6	●	○	-	●	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8788
-	-	-	-	●	○	●	-	6	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	13.20.12.8793
-	-	-	-	●	○	●	-	6	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	13.20.12.8794
●	○	-	-	-	-	-	-	1-6	●	-	-	○	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8817
-	●	-	-	-	-	-	○	1-6	●	○	-	○	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8776
-	●	-	-	-	-	-	○	1-6	●	○	-	○	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8777
-	-	●	○	-	-	-	○	6	●	○	-	●	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8783
-	-	●	○	-	-	-	○	6	●	○	-	●	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8784
-	-	●	○	-	-	-	○	6	●	○	-	●	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8785
-	-	-	-	●	○	●	-	6	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	13.20.12.8791
-	-	-	-	●	○	●	-	6	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	13.20.12.8792
●	○	-	-	-	-	-	-	1-6	●	-	-	○	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8816
-	●	-	-	-	-	-	○	1-6	●	○	-	○	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8774
-	●	-	-	-	-	-	○	1-6	●	○	-	○	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8775
-	-	●	○	-	-	-	○	6	●	○	-	●	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8780
-	-	●	○	-	-	-	○	6	●	○	-	●	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8781
-	-	●	○	-	-	-	○	6	●	○	-	●	○	○	-	-	○	○	○	13.20.12.8782
-	-	-	-	●	○	●	-	6	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	13.20.12.8789
-	-	-	-	●	○	●	-	6	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	13.20.12.8790

IdO-HÖRSYSTEME G4



¹⁾ nur mit Wireless-Funktionalität



Tech Level	im tune Konzept erhältlich	Batterie	Typ	Anzahl Frequenzkanäle	IEC 60118-0:2015*			IEC 118-0/A1:1994*		IEC 60118-0:2015*
					Vmax in dB (LE=50 dB) serienmäßig	Vmax in dB (LE=50 dB) optional	LAmix in dB (LE=90 dB)	Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	
6	•	10	Icon 6 G4 Mini-CIC - 40	8	40	-	115	50	125	0,70 100-8.000
	•	10	Icon 6 G4 Mini-CIC - 50	8	50	-	115	60	124	0,80 100-8.000
		10	Sina 6 G4 - 40	8	40	-	115	50	125	0,70 100-8.000
	•	10	Sina 6 G4 - 50	8	50	-	115	60	125	0,80 100-8.500
	•	10	Sina 6 G4 - 55	8	55	-	118	66	127	0,80 100-8.500
	•	10	Sina 6 G4 - 65	8	65	-	124	76	134	1,00 100-6.300
		10	Sina 6 G4 - 70	8	71	-	131	79	138	1,00 100-6.000
	•	312	Vega 6 G4 - 50	8	50	55	118	59	128	0,80 100-8.000
	•	312	Vega 6 G4 - 65	8	65	-	124	75	134	1,00 100-7.100
		312	Vega 6 G4 - 70	8	71	-	131	77	138	1,10 100-6.700
	•	312	Ida 6 G4 - 50	8	50	55	118	60	128	0,80 100-8.500
	•	312	Ida 6 G4 - 65	8	65	-	124	75	134	1,00 100-8.000
		312	Ida 6 G4 - 70	8	71	-	131	78	138	1,20 100-6.700
4	•	10	Icon 4 G4 Mini-CIC - 40	8	40	-	115	50	125	0,70 100-8.000
	•	10	Icon 4 G4 Mini-CIC - 50	8	50	-	115	60	124	0,80 100-8.000
		10	Sina 4 G4 - 40	8	40	-	115	50	125	0,70 100-8.000
	•	10	Sina 4 G4 - 50	8	50	-	115	60	125	0,80 100-8.000
	•	10	Sina 4 G4 - 55	8	55	-	118	66	127	0,80 100-8.500
	•	10	Sina 4 G4 - 65	8	65	-	124	76	134	1,00 100-6.300
		10	Sina 4 G4 - 70	8	71	-	131	79	138	1,00 100-6.000
	•	312	Vega 4 G4 - 50	8	50	55	118	59	128	0,80 100-8.000
	•	312	Vega 4 G4 - 65	8	65	-	124	75	134	1,00 100-7.100
		312	Vega 4 G4 - 70	8	71	-	131	77	138	1,10 100-6.700
	•	312	Ida 4 G4 - 50	8	50	55	118	60	128	0,80 100-8.500
	•	312	Ida 4 G4 - 65	8	65	-	124	75	134	1,00 100-8.000
		312	Ida 4 G4 - 70	8	71	-	131	78	138	1,20 100-6.700
3		10	Icon 3 G4 Mini-CIC - 40	6	40	-	115	50	125	0,70 100-8.000
		10	Icon 3 G4 Mini-CIC - 50	6	50	-	115	60	124	0,80 100-8.000
		10	Sina 3 G4 - 40	6	40	-	115	50	125	0,70 100-8.000
		10	Sina 3 G4 - 50	6	50	-	115	60	125	0,80 100-8.000
		10	Sina 3 G4 - 55	6	55	-	118	66	127	0,80 100-8.500
		10	Sina 3 G4 - 65	6	65	-	124	76	134	1,00 100-6.300
		10	Sina 3 G4 - 70	6	71	-	131	79	138	1,00 100-6.000
		312	Vega 3 G4 - 50	6	50	55	118	59	128	0,80 100-8.000
		312	Vega 3 G4 - 65	6	65	-	124	75	134	1,00 100-7.100
		312	Vega 3 G4 - 70	6	71	-	131	77	138	1,10 100-6.700

¹⁾ nur mit Wireless-Funktionalität

Bauform						Ausstattung					Bedienoptionen			Zubehör					Positions-Nr. im Hilfsmittelverzeichnis
DIC	Mini-CIC	CIC	Kleiner Gehörgang	Gehörgang	Halbconcha	AudioTronic Multimikrofonsystem	AudioTronic 1 Mic ¹⁾	Anzahl Hörprogramme	Tinnitus-Funktion	Wireless-Funktionalität	Programmwahl	Lautstärke	Klang	Smart Connect ¹⁾	Smart Remote ¹⁾	Smart Key	CROS RIC ¹⁾	Audio Service App	
-	●	-	-	-	-	-	-	4	●	○	○	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8150
-	●	-	-	-	-	-	-	4	●	○	○	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8207
-	-	●	○	-	-	-	-	4	●	○	●	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8203
-	-	●	○	-	-	-	-	4	●	○	●	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8204
-	-	●	○	-	-	-	-	4	●	○	●	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8196
-	-	●	○	-	-	-	-	4	●	○	●	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8197
-	-	●	○	-	-	-	-	4	●	-	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8198
-	-	-	●	○	-	-	-	4	●	○	●	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8155
-	-	-	-	●	○	-	-	4	●	○	●	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8158
-	-	-	-	●	○	-	-	4	●	-	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8171
-	-	-	-	●	○	●	-	4	●	○	●	●	●	○	○	○	-	○	13.20.12.8152
-	-	-	-	●	○	●	-	4	●	○	●	●	●	○	○	○	-	○	13.20.12.8168
-	-	-	-	●	○	●	-	4	●	-	●	●	●	-	-	○	-	○	13.20.12.8209
-	●	-	-	-	-	-	-	4	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8149
-	●	-	-	-	-	-	-	4	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8206
-	-	●	○	-	-	-	-	4	-	○	●	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8201
-	-	●	○	-	-	-	-	4	-	○	●	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8202
-	-	●	○	-	-	-	-	4	-	○	●	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8193
-	-	●	○	-	-	-	-	4	-	○	●	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8194
-	-	●	○	-	-	-	-	4	-	-	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8195
-	-	-	●	○	-	-	-	4	-	○	●	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8154
-	-	-	-	●	○	-	-	4	-	○	●	○	○	○	○	○	-	○	13.20.12.8157
-	-	-	-	●	○	-	-	4	-	-	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8170
-	-	-	-	●	○	●	-	4	-	○	●	●	●	○	○	○	-	○	13.20.12.8151
-	-	-	-	●	○	●	-	4	-	○	●	●	●	○	○	○	-	○	13.20.12.8166
-	-	-	-	●	○	●	-	4	-	-	●	●	●	-	-	○	-	○	13.20.12.8167
-	●	-	-	-	-	-	-	4	-	-	○	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8148
-	●	-	-	-	-	-	-	4	-	-	○	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8205
-	-	●	○	-	-	-	-	4	-	-	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8199
-	-	●	○	-	-	-	-	4	-	-	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8200
-	-	●	○	-	-	-	-	4	-	-	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8190
-	-	●	○	-	-	-	-	4	-	-	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8191
-	-	●	○	-	-	-	-	4	-	-	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8192
-	-	-	●	○	-	-	-	4	-	-	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8153
-	-	-	-	●	○	-	-	4	-	-	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8156
-	-	-	-	●	○	-	-	4	-	-	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.8169

IdO-Hörsysteme

Farben | Oberflächen | Vents

Farben Schale

Skin (CD)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transpa- rent (CL)	Rot (RD)	Orange (CO)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Blau (BL)	Purpur (CV)


Farben Faceplate

Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)

			Typ	Fertigungsprozess	Beschich- tung	Farben										Faceplate					Vents				
					Schale																				
G5	Icon Precise	C.D.S.	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent
	Icon	C.D.S.	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent
	Sina	C.D.S.i	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent
		C.D.S.	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent
	Ida BT	C.D.S.	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent
G4	Icon	C.D.S.	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent
	Icon mit Taster	C.D.S.	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent
		C.D.S.i	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent
	Sina	C.D.S.i	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent
		C.D.S.	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent
	Vega	C.D.S.i	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent
Ida	C.D.S.	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent	
	C.D.S.i	ComforClean (Standard bei TL 3 - 12)	ComforMed (Standard bei TL 16)	Vergoldung ²⁾	Verglasung	Skin (CD)	Rot/Blau (RD/BL)	Braun (BN)	Weiß (WH)	Schwarz (BK)	Transparent (CL)	Zitrus (CY)	Smaragd (CG)	Orange (CO)	Purpur (CV)	Skin (SK)	Beauty (BF)	Beige (BG)	Braun (BN)	Mokka (MC)	Dunkelbraun (DB)	Vario-Vent/Runder Vent	D-Vent	Trichtervent	

IdO-Hörsysteme

Bauformen | Erläuterungen



Allgemeine Technische Hinweise

* Alle Messungen mit 2 ccm Kuppler wurden (falls zutreffend) gemäß ANSI S3.22-2014 und IEC 60118-0:2015 durchgeführt.
Alle Messungen mit Ohrsimulator wurden (falls zutreffend) gemäß IEC 118-0/A1:1994 und DIN 45605 (Frequenzbereich) durchgeführt.
Vmax bei automatischen und AGC-Hörsystemen mit LE = 50 dB.
Bei programmierbaren Hörsystemen entnehmen Sie die Regelbereiche und Programmiermöglichkeiten bitte der Hörgerätesimulation unter Connexx.
Weitere Optionen und kostenpflichtige Modifikationen auf Anfrage in Absprache mit dem technischen Support möglich.

Erläuterungen

- Serienausstattung
- Optional möglich
- Nicht lieferbar
- ¹⁾ Nur bei Wireless-Funktionalität
- ²⁾ Vergoldung nicht möglich bei IdOs mit Wireless-Funktionalität

Microsafe: Mikrofonfilter serienmäßig bei allen semimodularen IdOs
Batteriehaltemagnet und Wechselstift: serienmäßig bei Vega und Ida

Batterie-Verlierschutz und Wechselstift: serienmäßig bei Icon
Zugfaden: serienmäßig bei Icon, Sina und Vega, optional bei Ida

Sonderanfertigungen

Optional individuelle Namenseinlaserung bei allen IdOs je nach Gerätegröße möglich.

Instant Fit-Hörsysteme



INSTANT FIT-HÖRSYSTEME G6 | G5 | G4

	im tune Konzept erhältlich	Tech Level	Batterie	Typ	Anzahl Frequenzkanäle	Offene Anpassung möglich	IEC 60118-0:2015*		IEC 118-0/A1:1994*		Batteriestromverbrauch in mA	IEC 60118-0:2015*
							Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)		Frequenzbereich in Hz
G6	• 16	10	quiX 16 G6 - 50	20	•	50	114	60	125	1,20	100-8.600	
	• 12	10	quiX 12 G6 - 50	16	•	50	114	60	125	1,20	100-8.000	
	• 8	10	quiX 8 G6 - 50	12	•	50	114	60	125	1,20	100-8.000	
G5	• 16	10	quiX 16 G5 - 50	20	•	50	113	60	125	1,10	100-7.800	
	• 12	10	quiX 12 G5 - 50	16	•	50	113	60	125	1,10	100-7..800	
	• 8	10	quiX 8 G5 - 50	12	•	50	113	60	125	1,10	100-7.800	
	• 6	10	quiX 6 G5 - 50	8	•	50	113	60	125	1,10	100-7.800	
	• 4	10	quiX 4 G5 - 50	8	•	50	113	60	125	1,10	100-7.800	
G4	• 16	10	quiX 16 G4 - 50	20	•	50	113	61	124	1,10	100-8.000	
	• 12	10	quiX 12 G4 - 50	16	•	50	113	61	124	1,10	100-7.800	
	• 8	10	quiX 8 G4 - 50	12	•	50	113	61	124	1,10	100-7.800	
	• 6	10	quiX 6 G4 - 50	8	•	50	113	61	124	1,10	100-7.800	
	• 4	10	quiX 4 G4 - 50	8	•	50	113	61	124	1,10	100-7.800	
	• 3	10	quiX 3 G4 - 50	6	•	50	113	61	124	1,10	100-7.800	
		312	quiX P 3 G4 - 55	6	•	55	116	65	127	1,00	100-8.100	
Volta	312	Volta quiX P C	4	•	55	116	65	127	1,00	100-8.100		

¹⁾ Der Audioeingang ist bei G4 über die optionale Smart Connect nutzbar

Ausstattung						Bedienoptionen			Zubehör								Positions-Nr. im Hilfsmittelverzeichnis
AudioTronic 1 Mic	Anzahl Hörprogramme	Telefonspule	2earPhone	Audioeingang ¹⁾	Tinnitus-Funktion	Wireless-Funktionalität	Programmwahl	Lautstärke	Klang	Smart Transmitter 2,4	Smart Mic	Smart Remote	Smart Connect	Smart Key	CROS RIC / CROS quix G6/G5	Audio Service App	
• 6	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	13.20.22.xxxx
• 6	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	13.20.22.xxxx
• 6	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	13.20.22.xxxx
• 6	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	13.20.12.8821
• 6	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	13.20.12.8820
• 6	-	•	-	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	13.20.12.8819
- 4	-	-	-	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	13.20.22.5202
- 4	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	13.20.22.5201
• 6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	13.20.12.7364
- 6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	13.20.12.7363
- 6	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	13.20.12.3762
- 4	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	13.20.12.8133
- 4	-	-	•	-	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	-	•	13.20.12.8132
- 4	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	13.20.12.8131
- 4	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	13.20.12.8134
- 3	-	-	-	-	-	•	•	•	•	-	-	-	-	•	-	•	13.20.12.7362

INSTANT FIT-HÖRSYSTEME G6 | G5 | G4



Stiline G5

Ausstattung								Bedien- optionen				Zubehör										Positionen-Nr. im Hilfsmittelverzeichnis
AudioTronic Multimikrofonsystem	Anzahl Hörprogramme	Telefonspule	2earPhone	Audioeingang ¹⁾	Tinnitus-Funktion	Wireless–Funktionalität	Direct Audio Streaming	Programmwahl	Lautstärke	Klang	Smart Transmitter 2,4	Smart Transmitter	Smart Mic	Smart Remote	Smart Key	Slim-RIC Travel Charger ²⁾	Slim-RIC Charging Case ²⁾	CROS RIC / RIC Li-Ion / quiX G6/G5	Audio Service App			
●	6	–	●	○	●	●	●	○	○	○	○	–	○	–	○	●	–	–	○	13.20.12.xxxx		
●	6	–	●	○	●	●	●	○	○	○	○	–	○	–	○	●	–	–	○	13.20.12.xxxx		
●	6	–	●	○	●	●	●	○	○	○	○	–	○	–	○	●	–	–	○	13.20.12.xxxx		
●	6	–	●	○	●	●	●	○	○	○	○	–	○	–	○	●	–	–	○	13.20.12.xxxx		
●	6	–	●	○	●	●	●	○	○	○	○	–	○	–	○	●	–	–	○	13.20.12.xxxx		
●	6	–	●	○	●	●	●	○	○	○	○	–	○	–	○	●	–	–	○	13.20.12.xxxx		
●	6	–	●	○	●	●	●	○	○	○	○	–	○	–	○	●	–	–	○	13.20.12.xxxx		
●	6	–	●	○	●	●	●	○	○	○	○	–	○	–	○	●	–	–	○	13.20.12.xxxx		
●	6	–	●	–	●	●	–	○	○	○	–	–	–	–	○	–	●	–	○	13.20.12.9460		
●	6	–	●	–	●	●	–	○	○	○	–	–	–	–	○	–	●	–	○	13.20.12.9459		
●	6	–	●	–	●	●	–	○	○	○	–	–	–	–	○	–	●	–	○	13.20.12.9463		
●	4	–	–	–	●	●	–	○	○	○	–	–	–	–	○	–	●	–	○	13.20.12.9462		
●	4	–	–	–	–	●	–	○	○	○	–	–	–	–	○	–	●	–	○	13.20.12.9461		

2) zwingend erforderlich

RIC-Hörsysteme



Mood G6



Mood Li-Ion G6

RIC-HÖRSYSTEME G6

Tech Level	im tune Konzept erhältlich	Batterie	Typ	Anzahl Frequenzkanäle	Offene Anpassung möglich	IEC 60118-0:2015*		IEC 118-0/A1:1994*		Batteriestromverbrauch in mA	IEC 60118-0:2015*
						Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)		Frequenzbereich in Hz
16	●	312	Mood 16 G6 - 45	20	●	45	108	56	119	1,70	100-10.000
	●	312	Mood 16 G6 - 60	20	●	60	119	70	129	1,90	100-9.400
	●	312	Mood 16 G6 - 70	20	●	70	124	80	134	1,80	100-7.500
	●	312	Mood 16 G6 - 75	20	–	75	130	82	138	1,80	100-7.300
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 16 G6 - 45	20	●	45	108	56	119	1,90	100-10.000
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 16 G6 - 60	20	●	60	119	70	129	2,10	100-9.400
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 16 G6 - 70	20	●	70	124	80	134	2,00	100-7.500
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 16 G6 - 75	20	–	75	130	82	138	2,10	100-7.300
12	●	312	Mood 12 G6 - 45	16	●	45	108	56	119	1,70	100-8.200
	●	312	Mood 12 G6 - 60	16	●	60	119	70	129	1,90	100-8.200
	●	312	Mood 12 G6 - 70	16	●	70	124	80	134	1,80	100-7.500
	●	312	Mood 12 G6 - 75	16	–	75	130	82	138	1,80	100-7.300
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 12 G6 - 45	16	●	45	108	56	119	1,90	100-10.000
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 12 G6 - 60	16	●	60	119	70	129	2,10	100-9.400
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 12 G6 - 70	16	●	70	124	80	134	2,00	100-7.500
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 12 G6 - 75	16	–	75	130	82	138	2,10	100-7.300
8	●	312	Mood 8 G6 - 45	12	●	45	108	56	119	1,70	100-8.200
	●	312	Mood 8 G6 - 60	12	●	60	119	70	129	1,90	100-8.200
	●	312	Mood 8 G6 - 70	12	●	70	124	80	134	1,80	100-7.500
	●	312	Mood 8 G6 - 75	12	–	75	130	82	138	1,80	100-7.300
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 8 G6 - 45	12	●	45	108	56	119	1,90	100-10.000
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 8 G6 - 60	12	●	60	119	70	129	2,10	100-9.400
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 8 G6 - 70	12	●	70	124	80	134	2,00	100-7.500
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 8 G6 - 75	12	–	75	130	82	138	2,10	100-7.300

¹⁾ Der Audioeingang ist bei G6 über die Audio Service App (iPhone) oder optionales Zubehör (Android) nutzbar
²⁾ zwingend erforderlich

Ausstattung								Bedien- optionen			Zubehör								Positions-Nr. im Hilfsmittelverzeichnis
AudioTronic Multimikrofonsystem	Anzahl Hörprogramme	Telefonspule	2earPhone	Audioeingang ¹⁾	Tinnitus-Funktion	Wireless– Funktionalität	Direct Audio Streaming	Programmwahl	Lautstärke	Klang	Smart Transmitter 2,4	Smart Transmitter	Smart Mic	Smart Remote	Smart Key	Charging Station ²⁾	CROS RIC / RIC Li-Ion G6	Audio Service App	
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	–	○	○	13.20.22.1711
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	–	○	○	13.20.22.1712
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	–	○	○	13.20.22.1713
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	–	○	○	–
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	●	○	○	13.20.12.9732
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	●	○	○	13.20.12.9733
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	●	○	○	13.20.12.9734
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	●	○	○	–
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	–	○	○	13.20.22.1708
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	–	○	○	13.20.22.1709
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	–	○	○	13.20.22.1710
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	–	○	○	–
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	●	○	○	13.20.12.9729
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	●	○	○	13.20.12.9730
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	●	○	○	13.20.12.9731
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	●	○	○	–
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	–	○	○	13.20.22.1714
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	–	○	○	13.20.22.1715
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	–	○	○	13.20.22.1716
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	–	○	○	–
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	●	○	○	13.20.12.9735
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	●	○	○	13.20.12.9736
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	●	○	○	13.20.12.9737
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	–	○	–	○	●	○	○	–

RIC-HÖRSYSTEME G6

RIC-Hörsysteme



RIC-HÖRSYSTEME G5

Tech Level	im tune Konzept erhältlich	Batterie	Typ	Anzahl Frequenzkanäle	Offene Anpassung möglich	IEC 60118-0:2015*		IEC 118-0/A1:1994*		IEC 60118-0:2015*	
						Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Batteriestromverbrauch in mA	Frequenzbereich in Hz
16	●	10	Rixx 16 G5 - 45	20	●	45	108	55	118	1,20	100-10.000
	●	10	Rixx 16 G5 - 55	20	●	55	113	65	123	1,30	100-8.700
	●	10	Rixx 16 G5 - 60	20	●	60	118	70	126	1,20	100-7.800
	●	312	Mood 16 G5 - 45	20	●	45	108	56	119	1,20	100-10.000
	●	312	Mood 16 G5 - 60	20	●	60	119	70	129	1,40	100-9.400
	●	312	Mood 16 G5 - 70	20	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	312	Mood 16 G5 - 75	20	–	75	130	82	138	1,30	100-7.300
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 16 G5 - 45	20	●	45	108	56	119	1,20	100-10.000
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 16 G5 - 60	20	●	60	119	70	129	1,40	100-9.400
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 16 G5 - 70	20	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 16 G5 - 75	20	–	75	130	82	138	1,30	100-7.300
	●	13	Sun 16 G5 - 45	20	●	45	108	56	119	1,20	100-10.000
	●	13	Sun 16 G5 - 60	20	●	60	119	70	129	1,40	100-9.400
	●	13	Sun 16 G5 - 70	20	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	13	Sun 16 G5 - 75	20	–	75	130	82	138	1,30	100-7.300
12	●	10	Rixx 12 G5 - 45	16	●	45	108	55	118	1,20	100-8.200
	●	10	Rixx 12 G5 - 55	16	●	55	113	65	123	1,30	100-8.000
	●	10	Rixx 12 G5 - 60	16	●	60	118	70	126	1,20	100-7.800
	●	312	Mood 12 G5 - 45	16	●	45	108	56	119	1,20	100-8.200
	●	312	Mood 12 G5 - 60	16	●	60	119	70	129	1,40	100-8.200
	●	312	Mood 12 G5 - 70	16	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	312	Mood 12 G5 - 75	16	–	75	130	82	138	1,30	100-7.300
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 12 G5 - 45	16	●	45	108	56	119	1,20	100-8.200
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 12 G5 - 60	16	●	60	119	70	129	1,40	100-8.200
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 12 G5 - 70	16	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 12 G5 - 75	16	–	75	130	82	138	1,30	100-7.300
	●	13	Sun 12 G5 - 45	16	●	45	108	56	119	1,20	100-8.200
	●	13	Sun 12 G5 - 60	16	●	60	119	70	129	1,40	100-8.200
	●	13	Sun 12 G5 - 70	16	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	13	Sun 12 G5 - 75	16	–	75	130	82	138	1,30	100-7.300

¹⁾ Der Audioeingang ist bei G5 über die Audio Service App (iPhone) oder optionales Zubehör (Android) nutzbar
²⁾ zwingend erforderlich

Ausstattung							Bedienoptionen			Zubehör							Positions-Nr. im Hilfsmittelverzeichnis
Audio Tronic Multimikrofonsystem	Anzahl Hörprogramme	Telefonspule	2earPhone	Audioeingang ¹⁾	Tinnitus-Funktion	Wireless-Funktionalität	Direct Audio Streaming	Programmwahl	Lautstärke	Klang	Smart Transmitter 2,4	Smart Mic	Smart Key	Charging Station ²⁾	CROS RIC / RIC Li-Ion G5	Audio Service App	
●	6	–	–	–	●	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	○	13.20.22.0516
●	6	–	–	–	●	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	○	13.20.22.0517
●	6	–	–	–	●	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	○	13.20.22.0518
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0214
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0215
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0216
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	–
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	13.20.12.9133
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	13.20.12.9134
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	13.20.12.9135
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	–
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0223
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0224
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0225
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	–
●	6	–	–	–	●	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	○	13.20.22.0513
●	6	–	–	–	●	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	○	13.20.22.0514
●	6	–	–	–	●	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	○	13.20.22.0515
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0211
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0212
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0213
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	–
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	13.20.12.9130
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	13.20.12.9131
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	13.20.12.9132
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	–
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0220
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0221
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0222
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	–

RIC-HÖRSYSTEME G5

RIC-Hörsysteme



RIC-HÖRSYSTEME G5

Tech Level	im tune Konzept erhältlich	Batterie	Typ	Anzahl Frequenzkanäle	Offene Anpassung möglich	IEC 60118-0:2015*		IEC 118-0/A1:1994*		IEC 60118-0:2015*	
						Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Batteriestromverbrauch in mA	Frequenzbereich in Hz
8	●	10	Rixx 8 G5 - 45	12	●	45	108	55	118	1,20	100-8.200
	●	10	Rixx 8 G5 - 55	12	●	55	113	65	123	1,30	100-8.000
	●	10	Rixx 8 G5 - 60	12	●	60	118	70	126	1,20	100-7.800
	●	312	Mood 8 G5 - 45	12	●	45	108	56	119	1,20	100-8.200
	●	312	Mood 8 G5 - 60	12	●	60	119	70	129	1,40	100-8.200
	●	312	Mood 8 G5 - 70	12	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	312	Mood 8 G5 - 75	12	–	75	130	82	138	1,30	100-7.300
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 8 G5 - 45	12	●	45	108	56	119	1,20	100-8.200
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 8 G5 - 60	12	●	60	119	70	129	1,40	100-8.200
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 8 G5 - 70	12	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 8 G5 - 75	12	–	75	130	82	138	1,30	100-7.300
	●	13	Sun 8 G5 - 45	12	●	45	108	56	119	1,20	100-8.200
	●	13	Sun 8 G5 - 60	12	●	60	119	70	129	1,40	100-8.200
	●	13	Sun 8 G5 - 70	12	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	13	Sun 8 G5 - 75	12	–	75	130	82	138	1,30	100-7.300
6	●	10	Rixx 6 G5 - 45	8	●	45	108	55	118	1,20	100-8.200
	●	10	Rixx 6 G5 - 55	8	●	55	113	65	123	1,30	100-8.000
	●	10	Rixx 6 G5 - 60	8	●	60	118	70	126	1,20	100-7.800
	●	312	Mood 6 G5 - 45	8	●	45	108	56	119	1,20	100-8.200
	●	312	Mood 6 G5 - 60	8	●	60	119	70	129	1,40	100-8.200
	●	312	Mood 6 G5 - 70	8	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	312	Mood 6 G5 - 75	8	–	75	130	82	138	1,30	100-7.300
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 6 G5 - 45	8	●	45	108	60	119	1,20	100-8.200
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 6 G5 - 60	8	●	60	119	70	129	1,40	100-8.200
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 6 G5 - 70	8	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 6 G5 - 75	8	–	75	130	82	138	1,30	100-7.300
	●	13	Sun 6 G5 - 45	8	●	45	108	56	119	1,20	100-8.200
	●	13	Sun 6 G5 - 60	8	●	60	119	70	129	1,40	100-8.200
	●	13	Sun 6 G5 - 70	8	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	13	Sun 6 G5 - 75	8	–	75	130	82	138	1,30	100-7.300

¹⁾ Der Audioeingang ist bei G5 über die Audio Service App (iPhone) oder optionales Zubehör (Android) nutzbar
²⁾ zwingend erforderlich

Ausstattung								Bedienoptionen			Zubehör						Positions-Nr. im Hilfsmittelverzeichnis
AudioTronic Multimikrofonsystem	Anzahl Hörprogramme	Telefonspule	2earPhone	Audioeingang ¹⁾	Tinnitus-Funktion	Wireless–Funktionalität	Direct Audio Streaming	Programmwahl	Lautstärke	Klang	Smart Transmitter 2.4	Smart Mic	Smart Key	Charging Station ²⁾	CROS RIC / RIC Li-Ion G5	Audio Service App	
●	6	–	–	–	●	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	○	13.20.22.0510
●	6	–	–	–	●	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	○	13.20.22.0511
●	6	–	–	–	●	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	○	13.20.22.0512
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0208
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0209
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0210
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	–
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	13.20.12.9127
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	13.20.12.9128
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	13.20.12.9129
●	6	–	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	○	○	–
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0217
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0218
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	13.20.22.0219
●	6	○	●	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	○	○	–
●	4	–	–	–	●	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	○	13.20.22.1690
●	4	–	–	–	●	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	○	13.20.22.1691
●	4	–	–	–	●	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	○	13.20.22.1692
●	4	–	–	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	–	○	13.20.22.1720
●	4	–	–	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	–	○	13.20.22.1721
●	4	–	–	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	–	○	13.20.22.1722
●	4	–	–	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	–	○	–
●	4	–	–	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	–	○	13.20.12.9473
●	4	–	–	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	–	○	13.20.12.9474
●	4	–	–	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	–	○	13.20.12.9475
●	4	–	–	○	●	●	●	●	●	○	○	○	○	●	–	○	–
●	4	○	–	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	–	○	13.20.22.1726
●	4	○	–	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	–	○	13.20.22.1727
●	4	○	–	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	–	○	13.20.22.1728
●	4	○	–	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	–	–	○	–

RIC-HÖRSYSTEME G5

RIC-Hörsysteme



RIC-HÖRSYSTEME G5

Tech Level	im tune Konzept erhältlich	Batterie	Typ	Anzahl Frequenzkanäle	Offene Anpassung möglich	IEC 60118-0:2015*		IEC 118-0/A1:1994*		IEC 60118-0:2015*	
						Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Batteriestromverbrauch in mA	Frequenzbereich in Hz
4	●	10	Rixx 4 G5 - 45	8	●	45	108	55	118	1,20	100-8.200
	●	10	Rixx 4 G5 - 55	8	●	55	113	65	123	1,30	100-8.000
	●	10	Rixx 4 G5 - 60	8	●	60	118	70	126	1,20	100-7.800
	●	312	Mood 4 G5 - 45	8	●	45	108	56	119	1,20	100-8.200
	●	312	Mood 4 G5 - 60	8	●	60	119	70	129	1,40	100-8.200
	●	312	Mood 4 G5 - 70	8	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	312	Mood 4 G5 - 75	8	-	75	130	82	138	1,30	100-7.300
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 4 G5 - 45	8	●	45	108	60	119	1,20	100-8.200
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 4 G5 - 60	8	●	60	119	70	129	1,40	100-8.200
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 4 G5 - 70	8	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	Li-Ion	Mood Li-Ion 4 G5 - 75	8	-	75	130	82	138	1,30	100-7.300
	●	13	Sun 4 G5 - 45	8	●	45	108	56	119	1,20	100-8.200
	●	13	Sun 4 G5 - 60	8	●	60	119	70	129	1,40	100-8.200
	●	13	Sun 4 G5 - 70	8	●	70	124	80	134	1,30	100-7.500
	●	13	Sun 4 G5 - 75	8	-	75	130	82	138	1,30	100-7.300

1) Der Audioeingang ist bei G5 über die Audio Service App (iPhone) oder optionales Zubehör (Android) nutzbar
2) zwingend erforderlich

Ausstattung								Bedienoptionen			Zubehör						Positions-Nr. im Hilfsmittelverzeichnis
AudioTronic Multimikrofonsystem	Anzahl Hörprogramme	Telefonspule	2earPhone	Audioeingang 1)	Tinnitus-Funktion	Wireless-Funktionalität	Direct Audio Streaming	Programmwahl	Lautstärke	Klang	Smart Transmitter 2,4	Smart Mic	Smart Key	Charging Station 2)	CROS RIC / RIC Li-Ion G5	Audio Service App	
●	4	-	-	-	-	-	-	●	○	○	-	-	○	-	-	○	13.20.22.1687
●	4	-	-	-	-	-	-	●	○	○	-	-	○	-	-	○	13.20.22.1688
●	4	-	-	-	-	-	-	●	○	○	-	-	○	-	-	○	13.20.22.1689
●	4	-	-	○	-	●	●	●	●	●	○	○	○	-	-	○	13.20.22.1717
●	4	-	-	○	-	●	●	●	●	●	○	○	○	-	-	○	13.20.22.1718
●	4	-	-	○	-	●	●	●	●	●	○	○	○	-	-	○	13.20.22.1719
●	4	-	-	○	-	●	●	●	●	●	○	○	○	-	-	○	-
●	4	-	-	○	-	●	●	●	●	○	○	○	○	●	-	○	13.20.12.9470
●	4	-	-	○	-	●	●	●	●	○	○	○	○	●	-	○	13.20.12.9471
●	4	-	-	○	-	●	●	●	●	○	○	○	○	●	-	○	13.20.12.9472
●	4	-	-	○	-	●	●	●	●	○	○	○	○	●	-	○	-
●	4	○	-	○	-	●	●	●	●	●	○	○	○	-	-	○	13.20.22.1723
●	4	○	-	○	-	●	●	●	●	●	○	○	○	-	-	○	13.20.22.1724
●	4	○	-	○	-	●	●	●	●	●	○	○	○	-	-	○	13.20.22.1725
●	4	○	-	○	-	●	●	●	●	●	○	○	○	-	-	○	-

RIC-HÖRSYSTEME G5

RIC-Hörsysteme



Rixx G4



Mood G4



Sun G4



Sun Li-Ion G4

RIC-HÖRSYSTEME G4

Tech Level	im tune Konzept erhältlich	Batterie	Typ	Anzahl Frequenzkanäle	Offene Anpassung möglich	IEC 60118-0:2015*		IEC 118-0/A1:1994*		IEC 60118-0:2015*	
						Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Batteriestromverbrauch in mA	Frequenzbereich in Hz
16	●	10	Rixx 16 G4 - 45	20	●	45	108	55	118	0,70	100-10.000
	●	10	Rixx 16 G4 - 55	20	●	55	113	65	123	1,00	100-8.700
	●	10	Rixx 16 G4 - 60	20	●	60	118	70	126	0,90	100-7.800
	●	312	Mood 16 G4 - 45	20	●	45	108	57	119	0,90	100-10.000
	●	312	Mood 16 G4 - 60	20	●	60	119	70	130	1,00	100-8.800
	●	312	Mood 16 G4 - 70	20	●	70	124	80	136	1,00	100-7.800
	●	13	Sun 16 G4 - 45	20	●	45	108	56	119	0,90	100-10.000
	●	13	Sun 16 G4 - 60	20	●	60	119	70	129	1,10	100-9.000
	●	13	Sun 16 G4 - 70	20	●	70	124	80	134	1,00	100-7.500
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 16 G4 - 45	20	●	45	108	56	119	0,90	100-10.000
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 16 G4 - 60	20	●	60	119	70	129	1,00	100-8.800
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 16 G4 - 70	20	●	70	124	80	134	1,00	100-7.800
12	●	10	Rixx 12 G4 - 45	16	●	45	108	55	118	0,90	100-8.200
	●	10	Rixx 12 G4 - 55	16	●	55	113	65	123	1,00	100-8.000
	●	10	Rixx 12 G4 - 60	16	●	60	118	70	126	0,90	100-7.800
	●	312	Mood 12 G4 - 45	16	●	45	108	57	118	0,90	100-8.200
	●	312	Mood 12 G4 - 60	16	●	60	119	70	129	1,00	100-8.200
	●	312	Mood 12 G4 - 70	16	●	70	123	80	136	1,00	100-7.800
	●	13	Sun 12 G4 - 45	16	●	45	108	56	119	0,90	100-8.500
	●	13	Sun 12 G4 - 60	16	●	60	119	70	129	1,10	100-8.200
	●	13	Sun 12 G4 - 70	16	●	70	124	80	134	1,00	100-7.500
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 12 G4 - 45	16	●	45	108	56	119	0,90	100-10.000
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 12 G4 - 60	16	●	60	119	70	129	1,00	100-8.200
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 12 G4 - 70	16	●	70	124	80	134	1,00	100-8.200

¹⁾ Der Audioeingang ist bei G4 in TL 16 - 4 auch über die optionale Smart Connect nutzbar.
²⁾ zwingend erforderlich
³⁾ Wir empfehlen den Betrieb mit Akkus nur mit dem 45 dB Hörer und bis max. 12 Std. Tragedauer/Tag.
⁴⁾ mit AutoPhone

Ausstattung							Bedien- optionen			Zubehör							Positions-Nr. im Hilfsmittelverzeichnis
AudioTronic Multimikrofonsystem	Anzahl Hörprogramme	Telefonspule	2earPhone ⁴⁾	Audioeingang ¹⁾	Tinnitus-Funktion	Wireless-Funktionalität	Programmwahl	Lautstärke	Klang	Smart Connect	Smart Remote	Smart Power	Charging Station ²⁾	Smart Key	CROS RIC	Audio Service App	
●	6	-	-	-	●	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.3679
●	6	-	-	-	●	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.3680
●	6	-	-	-	●	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.3681
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○ ³⁾	-	○	○	○	13.20.12.3694
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○ ³⁾	-	○	○	○	13.20.12.3695
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○ ³⁾	-	○	○	○	13.20.12.3696
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○	13.20.12.4765
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○	13.20.12.4766
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○	13.20.12.4767
●	6	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	-	●	○	○	○	13.20.12.9016
●	6	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	-	●	○	○	○	13.20.12.9017
●	6	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	-	●	○	○	○	13.20.12.9018
●	6	-	-	-	●	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.3676
●	6	-	-	-	●	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.3677
●	6	-	-	-	●	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.3678
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○ ³⁾	-	○	○	○	13.20.12.3723
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○ ³⁾	-	○	○	○	13.20.12.3724
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○ ³⁾	-	○	○	○	13.20.12.3725
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○	13.20.12.4762
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○	13.20.12.4763
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○	13.20.12.4764
●	6	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	-	●	○	○	○	13.20.12.9013
●	6	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	-	●	○	○	○	13.20.12.9014
●	6	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	-	●	○	○	○	13.20.12.9015

RIC-HÖRSYSTEME G4

RIC-Hörsysteme



RIC-HÖRSYSTEME G4

Tech Level	im tune Konzept erhältlich	Batterie	Typ	Anzahl Frequenzkanäle	Offene Anpassung möglich	IEC 60118-0:2015*		IEC 118-0/A1:1994*		IEC 60118-0:2015*	
						Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Batteriestromverbrauch in mA	Frequenzbereich in Hz
8	●	10	Rixx 8 G4 - 45	12	●	45	108	55	118	0,90	100-8.200
	●	10	Rixx 8 G4 - 55	12	●	55	113	65	123	1,00	100-8.000
	●	10	Rixx 8 G4 - 60	12	●	60	118	70	126	0,90	100-7.800
	●	312	Mood 8 G4 - 45	12	●	45	108	57	118	0,90	100-8.200
	●	312	Mood 8 G4 - 60	12	●	60	119	70	129	1,00	100-8.200
	●	312	Mood 8 G4 - 70	12	●	70	123	80	136	1,00	100-7.800
	●	13	Sun 8 G4 - 45	12	●	45	108	56	119	0,90	100-8.500
	●	13	Sun 8 G4 - 60	12	●	60	119	70	129	1,10	100-8.200
	●	13	Sun 8 G4 - 70	12	●	70	124	80	134	1,00	100-7.500
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 8 G4 - 45	12	●	45	108	56	119	0,90	100-8.200
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 8 G4 - 60	12	●	60	119	70	129	1,00	100-8.200
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 8 G4 - 70	12	●	70	124	80	134	1,00	100-7.800
6	●	10	Rixx 6 G4 - 45	8	●	45	108	55	118	0,90	100-8.200
	●	10	Rixx 6 G4 - 55	8	●	55	113	65	123	1,00	100-8.000
	●	10	Rixx 6 G4 - 60	8	●	60	118	70	126	0,90	100-7.800
	●	312	Mood 6 G4 - 45	8	●	45	108	56	119	0,90	100-8.200
	●	312	Mood 6 G4 - 60	8	●	60	119	70	129	1,00	100-8.200
	●	312	Mood 6 G4 - 70	8	●	70	124	80	134	1,00	100-7.800
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 6 G4 - 45	8	●	45	108	56	119	0,90	100-8.200
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 6 G4 - 60	8	●	60	119	70	129	1,00	100-8.200
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 6 G4 - 70	8	●	70	124	80	134	1,00	100-7.800
	●	Li-Ion	Sun Li-Ion 6 G4 - 70	8	●	70	124	80	134	1,00	100-7.800
4	●	10	Rixx 4 G4 - 45	8	●	45	108	55	118	0,90	100-8.200
	●	10	Rixx 4 G4 - 55	8	●	55	113	65	123	1,00	100-8.000
	●	10	Rixx 4 G4 - 60	8	●	60	118	70	126	0,90	100-7.800
	●	312	Mood 4 G4 - 45	8	●	45	108	56	119	0,90	100-8.200
	●	312	Mood 4 G4 - 60	8	●	60	119	70	129	1,00	100-8.200
	●	312	Mood 4 G4 - 70	8	●	70	124	80	134	1,00	100-7.800
	●	312	Mood 4 G4 - 70	8	●	70	124	80	134	1,00	100-7.800
3	●	312	Mood 3 G4 - 45	6	●	45	108	56	119	0,90	100-8.200
	●	312	Mood 3 G4 - 60	6	●	60	119	70	129	1,00	100-8.200
	●	312	Mood 3 G4 - 70	6	●	70	124	80	134	1,00	100-7.800

¹⁾ Der Audioeingang ist bei G4 in TL 16 - 4 auch über die optionale Smart Connect nutzbar.
³⁾ Wir empfehlen den Betrieb mit Akkus nur mit dem 45 dB Hörer und bis max. 12 Std. Tragedauer/Tag.

Ausstattung							Bedien- optionen			Zubehör							Positions-Nr. im Hilfsmittelverzeichnis
Audio Tronic Multimikrofonsystem	Anzahl Hörprogramme	Telefonspule	2earPhone ⁴⁾	Audioeingang ¹⁾	Tinnitus-Funktion	Wireless-Funktionalität	Programmwahl	Lautstärke	Klang	Smart Connect	Smart Remote	Smart Power	Charging Station ²⁾	Smart Key	CROS RIC	Audio Service App	
●	6	-	-	-	●	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.3673
●	6	-	-	-	●	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.3674
●	6	-	-	-	●	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.3675
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○ ³⁾	-	○	○	○	13.20.12.3691
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○ ³⁾	-	○	○	○	13.20.12.3692
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○ ³⁾	-	○	○	○	13.20.12.3693
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○	13.20.12.4768
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○	13.20.12.4769
●	6	●	●	○	●	●	●	●	●	○	○	○	-	○	○	○	13.20.12.4770
●	6	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	-	●	○	○	○	13.20.12.9070
●	6	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	-	●	○	○	○	13.20.12.9107
●	6	●	●	○	●	●	●	●	○	○	○	-	●	○	○	○	13.20.12.9071
●	4	-	-	-	●	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.4979
●	4	-	-	-	●	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.4980
●	4	-	-	-	●	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.4981
●	4	●	-	○	●	●	●	●	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.4967
●	4	●	-	○	●	●	●	●	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.4968
●	4	●	-	○	●	●	●	●	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.4969
●	4	●	-	○	●	●	●	●	○	○	○	-	●	○	-	○	13.20.12.9067
●	4	●	-	○	●	●	●	●	○	○	○	-	●	○	-	○	13.20.12.9068
●	4	●	-	○	●	●	●	●	○	○	○	-	●	○	-	○	13.20.12.9069
●	4	-	-	-	-	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.4976
●	4	-	-	-	-	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.4977
●	4	-	-	-	-	-	●	○	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.12.4978
●	4	●	-	○	-	●	●	●	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.4964
●	4	●	-	○	-	●	●	●	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.4965
●	4	●	-	○	-	●	●	●	●	○	○	-	-	○	-	○	13.20.12.4966
●	4	●	-	-	-	-	●	●	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.22.1258
●	4	●	-	-	-	-	●	●	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.22.1259
●	4	●	-	-	-	-	●	●	○	-	-	-	-	○	-	○	13.20.22.1260

²⁾ zwingend erforderlich
⁴⁾ mit AutoPhone

RIC-HÖRSYSTEME G4

HdO-Hörsysteme



HdO-HÖRSYSTEME G5

Tech Level	im tune Konzept erhältlich	Batterie	Typ	Anzahl Frequenzkanäle	Offene Anpassung möglich	IEC 60118-0:2015*		IEC 118-0/A1:1994*		IEC 60118-0:2015*	
						Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Batteriestromverbrauch in mA	Frequenzbereich in Hz
16	●	13	DUO 16 G5	20	●	63	134	70	139	1,40	100-7.500
	●	Li-Ion	DUO Li-Ion 16 G5	20	●	63	134	70	139	1,40	100-7.500
	●	13	P 16 G5	20	●	77	135	81	141	2,00	100-6.000
12	●	13	DUO 12 G5	16	●	63	134	70	139	1,40	100-7.500
	●	Li-Ion	DUO Li-Ion 12 G5	16	●	63	134	70	139	1,40	100-7.500
	●	13	P 12 G5	16	●	77	135	81	141	2,00	100-6.000
8	●	13	DUO 8 G5	12	●	63	134	70	139	1,40	100-7.500
	●	Li-Ion	DUO Li-Ion 8 G5	12	●	63	134	70	139	1,40	100-7.500
	●	13	P 8 G5	12	●	77	135	81	141	2,00	100-6.000
6	●	13	DUO 6 G5	8	●	63	134	70	139	1,40	100-7.500
	●	Li-Ion	DUO Li-Ion 6 G5	8	●	63	134	70	139	1,40	100-7.500
	●	13	P 6 G5	8	●	77	135	81	141	2,00	100-6.000
4	●	13	DUO 4 G5	8	●	63	134	70	139	1,40	100-7.500
	●	Li-Ion	DUO Li-Ion 4 G5	8	●	63	134	70	139	1,40	100-7.500
	●	13	P 4 G5	8	●	77	135	81	141	2,00	100-6.000

¹⁾ Der Audioeingang ist bei G5 über die Audio Service App (iPhone) oder optionales Zubehör (Android) nutzbar

Ausstattung												Bedienoptionen	Zubehör										Positions-Nr. im Hilfsmittelverzeichnis
AudioTronic Multimikrofonsystem	Anzahl Hörprogramme	Telefonspule	2earPhone	AutoPhone	Audioeingang ¹⁾	Tinnitus-Funktion	Batteriefachsicherung	Wireless-Funktionalität	Direct Audio Streaming	Programmwahl	Lautstärke	Klang	Smart Connect	Smart Remote	Smart Key	CROS RIC G5/ RIC Li-Ion G5	Smart Transmitter 2,4	Smart Mic	Charging Station ²⁾	Smart Power	Audioschuh-Set	Audio Service App	
●	6	○	●	–	○	●	–	●	●	●	●	●	–	–	○	○	○	○	–	–	○	○	13.20.22.0228
●	6	–	●	–	○	●	–	●	●	●	●	○	–	–	○	○	○	○	●	–	–	○	13.20.12.9162
●	6	○	●	–	○	●	–	●	●	●	●	●	–	–	○	○	○	○	–	–	○	○	13.20.10.0571
●	6	○	●	–	○	●	–	●	●	●	●	●	–	–	○	○	○	○	–	–	○	○	13.20.22.0227
●	6	–	●	–	○	●	–	●	●	●	●	○	–	–	○	○	○	○	●	–	–	○	13.20.12.9161
●	6	○	●	–	○	●	–	●	●	●	●	●	–	–	○	○	○	○	–	–	○	○	13.20.10.0570
●	6	○	●	–	○	●	–	●	●	●	●	●	–	–	○	○	○	○	–	–	○	○	13.20.22.0226
●	6	–	●	–	○	●	–	●	●	●	●	○	–	–	○	○	○	○	●	–	–	○	13.20.12.9163
●	6	○	●	–	○	●	–	●	●	●	●	●	–	–	○	○	○	○	–	–	○	○	13.20.10.0569
●	4	○	–	–	○	●	–	●	●	●	●	●	–	–	○	–	○	○	–	–	○	○	13.20.22.1552
●	4	–	–	–	○	●	–	●	●	●	●	○	–	–	○	–	○	○	●	–	–	○	13.20.12.9469
●	4	○	–	–	○	●	–	●	●	●	●	●	–	–	○	–	○	○	–	–	○	○	13.20.10.0712
●	4	○	–	–	○	–	–	●	●	●	●	●	–	–	○	–	○	○	–	–	○	○	13.20.22.1551
●	4	–	–	–	○	–	–	●	●	●	●	○	–	–	○	–	○	○	●	–	–	○	13.20.12.9468
●	4	○	–	–	○	–	–	●	●	●	●	●	–	–	○	–	○	○	–	–	○	○	13.20.10.0711

²⁾ zwingend erforderlich

HdO-HÖRSYSTEME G5

HdO-Hörsysteme



Tech Level	im tune Konzept erhältlich	Batterie	Typ	Anzahl Frequenzkanäle	Offene Anpassung möglich	IEC 60118-0:2015*		IEC 118-0/A1:1994*		Batteriestromverbrauch in mA	IEC 60118-0:2015*	Frequenzbereich in Hz
						Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)	Vmax in dB (LE=50 dB)	LAmix in dB (LE=90 dB)			
16	●	13	DUO 16 G4	20	●	60	130	70	138	1,00	100-7.700	
	●	13	P 16 G4	20	●	70	131	77	137	1,20	100-7.000	
	●	675	HP 16 G4	20	–	82	140	85	144	2,10	100-5.000	
12	●	13	DUO 12 G4	16	●	60	130	71	138	1,00	110-7.700	
	●	13	P 12 G4	16	●	69	131	77	137	1,20	100-7.000	
	●	675	HP 12 G4	16	–	82	140	85	144	2,10	100-5.000	
8	●	312	XS 8 G4	12	●	55	124	62	132	0,90	100-7.100	
	●	13	DUO 8 G4	12	●	60	130	71	138	1,00	110-7.700	
	●	13	P 8 G4	12	●	69	131	77	137	1,20	100-7.000	
	●	675	HP 8 G4	12	–	82	140	85	144	2,10	100-5.000	
6	●	312	XS 6 G4	8	●	55	124	62	132	0,90	100-7.100	
	●	13	DUO 6 G4	8	●	60	130	71	138	1,00	110-7.700	
	●	13	P 6 G4	8	●	70	131	77	137	1,00	100-7.000	
	●	675	HP 6 G4	8	–	82	140	85	144	2,10	100-5.000	
4	●	312	XS 4 G4	8	●	55	124	62	132	0,90	100-7.100	
	●	13	DUO 4 G4	8	●	60	130	71	138	1,00	110-7.700	
	●	13	P 4 G4	8	●	70	131	77	137	1,00	100-7.000	
	●	675	HP 4 G4	8	–	82	140	85	144	2,10	100-5.000	
3		312	XS 3 G4	6	●	55	124	62	132	0,90	100-7.100	
		13	DUO 3 G4	6	●	60	130	70	136	1,00	100-7.000	
		13	P 3 G4	6	–	70	134	75	138	1,40	100-6.000	
		675	HP 3 G4	6	–	80	140	84	144	2,40	100-5.600	
Volta		312	Volta XS C	4	●	55	124	62	132	0,90	100-7.100	
		13	Volta P C	4	–	70	134	75	138	1,40	110-6.000	
		675	Volta HP C	4	–	80	140	84	144	2,40	100-5.400	

¹⁾ Der Audioeingang ist bei G4 in TL 16 - 4 auch über die optionale Smart Connect nutzbar.
²⁾ zwingend erforderlich

Ausstattung										Bedienoptionen	Zubehör										Positions-Nr. im Hilfsmittelverzeichnis
AudioTronic Multimikrofonsystem	Anzahl Hörprogramme	Telefonspule	2earPhone	AutoPhone	Audioeingang ¹⁾	Tinnitus-Funktion	Batteriefachsicherung	Wireless-Funktionalität	Programmwahl		Smart Connect	Smart Remote	Smart Key	CROS RIC	Smart Transmitter 2,4	Smart Mic	Charging Station ²⁾	Smart Power	Audioschuh-Set	Audio Service App	
●	6	●	●	●	○	●	–	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	○	–	○	13.20.12.3728
●	6	●	●	●	○	●	–	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	13.20.12.4748
●	6	●	●	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	13.20.10.0435
●	6	●	●	●	○	●	–	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	○	–	○	13.20.12.3727
●	6	●	●	●	○	●	–	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	13.20.12.4747
●	6	●	●	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	13.20.10.0434
●	6	–	–	–	–	●	–	●	●	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	13.20.12.4994
●	6	●	●	●	○	●	–	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	○	–	○	13.20.12.3726
●	6	●	●	●	○	●	–	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	13.20.12.4749
●	6	●	●	●	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	13.20.10.0436
●	4	–	–	–	–	●	–	●	●	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	13.20.12.4993
●	4	●	–	–	○	●	–	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	13.20.22.0114
●	4	●	–	–	○	●	–	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	13.20.10.0526
●	4	●	–	–	○	●	○	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	13.20.10.0524
●	4	–	–	–	–	–	–	●	●	○	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	13.20.12.4992
●	4	●	–	–	○	–	–	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	–	–	○	13.20.22.0113
●	4	●	–	–	○	–	–	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	13.20.10.0525
●	4	●	–	–	○	–	○	●	●	●	○	○	○	○	–	–	–	–	○	○	13.20.10.0522
●	4	–	–	–	–	–	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	○	13.20.12.4991
●	4	●	–	–	●	–	–	–	●	●	○	–	–	○	–	–	–	–	–	○	13.20.22.0112
●	4	●	–	–	●	–	–	–	●	●	○	–	–	○	–	–	–	–	○	○	13.20.22.0294
●	4	●	–	–	●	–	–	–	●	●	○	–	–	○	–	–	–	–	○	○	13.20.22.0295
●	4	–	–	–	–	–	–	–	●	○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	○	13.20.12.3686
●	4	●	–	–	●	–	–	–	●	●	○	–	–	○	–	–	–	–	○	○	13.20.12.3687
●	4	●	–	–	●	–	–	–	●	●	○	–	–	○	–	–	–	–	○	○	13.20.10.0336

Instant Fit-Hörsysteme

Farben



Instant Fit-Hörsysteme

quiX 16 - 8 G6 quiX 16 - 4 G5 quiX 16 - 4 G4	Blau	Rot
quiX 3 G4, quiX P 3 G4, Volta quiX P C		

Slim-RIC-Hörsysteme

Farben



Slim-RIC-Hörsysteme

Stiline 16 - 8 G6						
Stiline 16 - 8 G5						
Stiline 6 - 4 G5						

RIC-Hörsysteme

Farben



RIC-Hörsysteme

Mood Li-Ion 16 - 8 G6, Mood 16 - 8 G6					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

RIC- / HdO-Hörsysteme

Farben



HdO – Hinter-dem-Ohr-Hörsysteme

XS

XS 8 - 3 G4						
Volta XS C						

DUO

DUO Li-Ion 16 - 4 G5							
DUO 16 - 4 G5 16 - 4 G4						G4	G5
DUO 3 G4							

P

P 16 - 4 G5 16 - 4 G4							
P 3 G4							
Volta P C							

HP

HP 16 - 4 G4							
HP 3 G4							
Volta HP C							

RIC – Receiver-In-Canal-Hörsysteme

Mood Li-Ion 16 - 4 G5							
Mood 16 - 4 G5 16 - 8 G4						G4	G5
Mood 6 - 3 G4							
Rixx 16 - 4 G5 16 - 8 G4						G4	G5
Rixx 6 - 4 G4							
Sun 16 - 4 G5 16 - 8 G4						G4	G5
Sun Li-Ion 16 - 8 G4							
Sun Li-Ion 6 G4							

INSTANT FIT / SLIM RIC-HÖRSYSTEME FARBEN

RIC-/HdO-HÖRSYSTEME FARBEN

RIC- / HdO-Hörsysteme

Hinweise und Erläuterungen

Allgemeine Technische Hinweise

* Alle Messungen mit 2 ccm Kuppler wurden (falls zutreffend) gemäß ANSI S3.22-2014 und IEC 60118-0:2015 durchgeführt.
Alle Messungen mit Ohrsimulator wurden (falls zutreffend) gemäß IEC 118-0/A1:1994 und DIN 45605 (Frequenzbereich) durchgeführt.
Vmax bei automatischen und AGC-Hörsystemen mit LE = 50 dB.

Bei programmierbaren Hörsystemen entnehmen Sie die Regelbereiche und Programmiermöglichkeiten bitte der Hörgerätesimulation unter Connexx.

Weitere Optionen und kostenpflichtige Modifikationen auf Anfrage in Absprache mit dem technischen Support möglich.

Erläuterungen

- Serienausstattung
 - Optional möglich
 - Nicht lieferbar
- xx.xxxx in Anmeldung

¹⁾ Der Audioeingang ist bei G5 und G6 über die Audio Service App (iPhone) oder optionales Zubehör (Android) nutzbar. Der Audioeingang ist bei G4 in TL 16 - 4 auch über die optionale Smart Connect nutzbar.
²⁾ zwingend erforderlich
³⁾ Wir empfehlen den Betrieb mit Akkus nur mit dem 45 dB Hörer und bis max. 12 Std. Tragedauer/Tag.
⁴⁾ mit AutoPhone

IP68/IP67-Zertifikat

Alle HdO- sowie alle RIC-Hörsysteme mit G6, G5- und G4-Technologie sind IP68/IP67-zertifiziert und somit staubdicht und gegen dauerndes oder zeitweiliges Untertauchen geschützt.

AS AUDIO-SERVICE GmbH · Alter Postweg 190 · 32584 Löhne · Germany
Fon +49 5732 6878-4800 · Fax +49 5732 6878-4890
info@audioservice.com · www.audioservice.com

 facebook.com/AudioServiceGermany

 instagram.com/AudioserviceGermany